

**EXERGEN** ES  
**TemporalScanner™**  
**TAT-2000-EC**

Lea la información de seguridad antes de usar.

**N.º 1** de precisión demostrada, avalada por más de 100 estudios publicados y revisados por expertos para todas las edades, desde recién nacidos a ancianos, y en todos los ámbitos clínicos.

Preguntas: envíenos un correo electrónico a [wmed@exergen.com](mailto:wmed@exergen.com)



## INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

NO pulse el botón Scan antes de iniciar la medición. Este no es un botón de encendido/apagado.




1

1. Mueva el cabello a un lado si el área de la AT (arteria temporal) está cubierta. Coloque la sonda alineada en el centro de la frente.




2

2. Pulse el botón Scan, manténgalo presionado durante toda la medición.



3

3. Deslice lentamente la sonda desde la línea del medio de la frente hacia la línea del cabello de 2 a 3 segundos.



NO escanee sobre el cabello con el TAT-2000-EC, cepille el cabello hacia un lado antes de realizar la medición.



1

## INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO (continuación)

Deslice el termómetro en línea recta por la frente y no hacia el lateral de la cara.



4. Escanee detrás de la oreja.


4



5. Suelte el botón, lea el resultado y regístrelo.

5

- La pantalla se mantendrá encendida durante 30 segundos, antes de apagarse automáticamente.
- Para apagar el dispositivo al instante, pulse y suelte el botón.
- Para reiniciarlo, pulse el botón y proceda como se ha indicado anteriormente.



## Información de seguridad

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Uso indicado: TemporalScanner de Exergen es un termómetro de infrarrojos portátil utilizado por profesionales médicos para la medición intermitente de la temperatura corporal de personas de todas las edades mediante el escaneo de la piel de la frente sobre la arteria temporal. Los usuarios indicados son médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, asistentes de enfermería, técnicos de atención al paciente y otras personas con formación para tomar la temperatura de los pacientes en todos los niveles en los que normalmente brindan atención al paciente. El termómetro proporciona una lectura de la temperatura pico a partir de múltiples lecturas realizadas durante la etapa de escaneo. El circuito electrónico procesa la temperatura pico medida para proporcionar una visualización de la temperatura según un modelo de equilibrio térmico en relación con una temperatura arterial detectada; para ello, el circuito electrónico toma la temperatura interna del cuerpo como parte de una función de temperatura ambiente y temperatura de superficie detectada. Los materiales de formación que complementan este manual de instrucciones están disponibles en [www.exergen.com/s](http://www.exergen.com/s); se recomienda a los usuarios nuevos que los consulten.

Los termómetros de la serie TAT-2000 son utilizados por profesionales médicos en entornos clínicos. Entre los entornos clínicos destacan las áreas en las que los profesionales médicos prestan servicios de atención sanitaria a los pacientes, como hospitales, clínicas ambulatorias, consultorios de atención primaria y otros lugares donde se toma la temperatura como parte de la atención al paciente. Sin embargo, no forman parte de este grupo los servicios médicos de urgencia.

Además, los termómetros de la serie TAT-2000 no son aptos para utilizarse a bordo de aviones o cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia o de salas protegidas contra la radiofrecuencia, como las áreas de IRM (Imágenes por resonancia magnética).

Al usar el producto, siempre deben tomarse las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

- Utilice este producto solamente para el uso indicado, según se describe en el presente manual.
- No tome la temperatura sobre tejido cicatricial, heridas abiertas o abrasiones.
- El intervalo de temperatura ambiente para el funcionamiento de este producto es de 16 °C a 40 °C (de 61 °F a 104 °F).
- Guarde siempre el termómetro en un lugar limpio y seco, donde no se enfríe demasiado (-20 °C/-4 °F), no se caliente en exceso (50 °C/122 °F) ni se humedezca extremadamente (HR máxima del 93 % sin condensación, de 70 kPa a 106 kPa).
- El termómetro no es resistente a los golpes. No permita que se caiga ni lo exponga a descargas eléctricas.
- Este termómetro no se ha diseñado para ser estéril. No intente esterilizarlo. No lo esterilice en autoclave. Tenga en cuenta los procedimientos de limpieza descritos en este manual. No utilice blanqueador ni otras soluciones de limpieza sobre la lente del sensor.

2

## Información de seguridad (continuación)


- No utilice el termómetro si no funciona correctamente, se ha expuesto a temperaturas extremas, se ha dañado, se ha sometido a descargas eléctricas o se ha sumergido en agua.
- Ninguna pieza se puede reparar excepto la batería, que debe sustituir cuando esté agotada de acuerdo con las instrucciones de este manual. Si necesita mantenimiento, reparación o ajustes, devuelva el termómetro a Exergen. Advertencia: no se permite ninguna modificación del equipo.
- No introduzca ni inserte objetos en los orificios, a menos que se indique en este manual. No introduzca nunca objetos extraños en el compartimento de la batería.
- Si no utiliza el termómetro habitualmente, extraiga la batería para evitar posibles daños por fuga de sustancias químicas.
- El producto no se ha diseñado para el uso de baterías de litio. No utilice este tipo de baterías.
- Siga las recomendaciones del fabricante de la batería o la política del hospital al desechar las baterías usadas.
- No es apropiado su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables.
- No permita que el termómetro entre en contacto con sustancias corrosivas.
- No use este termómetro en el exterior.
- Si el dispositivo no funciona como se describe anteriormente, consulte la sección Otros mensajes de la pantalla de este manual y la IFU completa en [www.exergen.com/ta2kcc](http://www.exergen.com/ta2kcc). Asegúrese también de no estar en presencia de alteraciones electromagnéticas.
- Si tiene preguntas adicionales relacionadas con el uso o el cuidado del termómetro, consulte [www.exergen.com](http://www.exergen.com) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al +1-351-204-7406.

ADVERTENCIA: Debe evitarse utilizar este equipo junto a otros equipos o apilado con ellos, porque podría funcionar incorrectamente. Si es necesario usarlo de este modo, debe observar este y los restantes equipos para verificar que funcionan normalmente.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría aumentar las emisiones electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética del equipo y causar un funcionamiento incorrecto.


ADVERTENCIA: Los equipos portátiles de comunicación mediante radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia mayor de 30 cm (12 in) de cualquier parte del termómetro TAT-2000. De lo contrario, podría deteriorarse el rendimiento del equipo.

## Mapa del producto



3

## Termometría en la arteria temporal



La zona de la arteria temporal cuenta con un largo historial de mediciones de temperatura que se remonta a miles de años atrás, con referencias registradas sobre los métodos de palpación de la cabeza para evaluar los estados febriles. La arteria temporal es una ramificación de la carótida externa, cuyo tramo superficial transcurre aproximadamente a 1 milímetro de la superficie dérmica por encima de la zona lateral de la frente, lo que permite una buena conducción del calor a la

superficie dérmica. Se puede acceder fácilmente y no hay riesgo de lesionarla por contacto. Dado que no es un vaso anastomótico, el nivel de perfusión es alto y estable, lo que asegura la fiabilidad de las condiciones para que el método patentado de equilibrio del calor arterial calcule temperaturas precisas.

Se ha demostrado que esta clase de termometría, nueva y superior, mejora los resultados y reduce los costes al tomar la temperatura corporal de manera no invasiva con un grado de precisión clínica imposible de alcanzar con otros métodos de termometría.

### ¿Qué es la temperatura arterial?

La temperatura arterial es la misma que la de la sangre que fluye del corazón a través de la aorta. Es la mejor manera de determinar la temperatura corporal, sin el lastre de los errores instrumentales y los retrasos temporales de los métodos oral y rectal.

### ¿Qué es TemporalScanner?

TemporalScanner es un termómetro de infrarrojos diseñado para tomar la temperatura en la arteria temporal de manera no invasiva. Es una manera más respetuosa y agradable de tomar la temperatura, y un método mejor para pacientes y médicos por igual. Es un gran avance tecnológico.

### ¿Cómo funciona?

Para tomar la temperatura, se pasa suavemente el TemporalScanner sobre la frente, con un contacto momentáneo de la sonda en el área del cuello detrás del lóbulo de la oreja para tener en cuenta si la frente se enfría como resultado de la diaforesis. Gracias a la tecnología patentada de equilibrio del calor arterial (AHB™), se mide automáticamente la temperatura de la superficie dérmica sobre la arteria, así como la temperatura ambiente, y se sintetizan los dos valores para producir la temperatura arterial mediante el muestreo y el cálculo de estas lecturas emparejadas unas 5000 veces en cada uso.

### ¿Hasta qué punto es preciso?

Se ha probado clínicamente en todas las áreas, y en todos los pacientes, de hospitales universitarios de primera línea, y se ha demostrado que es más preciso que la termometría auricular.


4

## Termometría en la arteria temporal (continuación)

¿Cuáles son las ventajas de la termometría en la arteria temporal?

Además de la precisión inherente, como sitio de medición de la temperatura, la arteria temporal presenta muchas ventajas: no hay riesgo de lesión para el paciente ni para el médico, se elimina la necesidad de desvestirse o quitarse complementos y es apto para todas las edades, desde bebés hasta ancianos.

Único en la termometría por infrarrojos, el instrumento se puede utilizar con o sin cubiertas desechables, lo que representa un ahorro monetario sustancial que otros métodos de termometría no ofrecen.



## Tomar la temperatura en la arteria temporal

Antes de utilizar el dispositivo TAT, debe tener en cuenta los aspectos siguientes:

- Tome la temperatura solo en la parte de la cabeza expuesta al entorno. Cualquier cosa que cubra el área en la que se va a realizar la medición (cabello, sombrero, peluca, vendajes) la aislará, y el resultado serán lecturas altas falsas.
- Deslice el termómetro en línea recta por la frente y no hacia el lateral de la cara. Por la línea central de la frente, la arteria temporal se encuentra aproximadamente a 1 milímetro por debajo de la piel, mientras que en el lateral de la cara está a mayor profundidad; si toma la temperatura en esa zona, el resultado serán lecturas bajas falsas.
- Al tomar la temperatura detrás del lóbulo de la oreja, retire primero el cabello que cubra la zona y déjela al descubierto. A continuación, coloque el termómetro en el cuello, debajo del lóbulo de la oreja, en la depresión cóncava suave situada debajo del mastoideo (el lugar donde se aplica perfume normalmente).
- Espere unos 30 segundos antes de volver a tomar la temperatura al mismo paciente para evitar que la piel se enfríe excesivamente.

5

## Tomar la temperatura en la arteria temporal (continuación)

Con frecuencia, los bebés van arropados en mantas y ropa que les cubren la parte del cuello. Dado que, normalmente, la tasa de perfusión es alta en los bebés, y salvo que el paciente sea visiblemente diaforético, una medición en la zona de la arteria temporal suele ser suficiente. Si considera que la temperatura es baja, aparte la ropa o las mantas que cubren el cuello durante 30 segundos aproximadamente, y vuelva a tomar la temperatura detrás de la oreja.

### ¿Qué más debo saber?

- Si la lente y el cono de la sonda están sucios, es posible que la lectura sea baja. Si no relucen, limpie la lente y el cono con una preparación alcohólica o un hisopo humedecido con alcohol.
- Es preferible sostener el instrumento de lado. Acercarse al paciente agitando el instrumento hacia arriba y abajo puede intimidar un poco, sobre todo si el paciente está inquieto.
- Si es diestro, tal vez le resulte más sencillo tomar la temperatura en el lado izquierdo del paciente, mientras que si es zurdo, la sugerencia es a la inversa.
- Considere la posibilidad de sostener el termómetro como si fuera un lápiz o un bolígrafo, según la ilustración.
- Si el paciente está inquieto, o si se zafa antes de que usted complete la medición, mantenga pulsado el botón y podrá continuar tomando la temperatura sin tener que esperar.



### ¿Por qué es conveniente tomar la temperatura detrás del lóbulo de la oreja además de en la arteria temporal?

Para evitar cualquier posibilidad de lecturas bajas falsas a causa de la diaforesis, que en muchas ocasiones no es obvia. Considérela una medida para asegurarse.

### ¿Cómo afecta la diaforesis a las lecturas?

La humedad enfría la piel sobre la zona de la arteria temporal.

### ¿Por qué detrás del lóbulo de la oreja?

Si el paciente transpira, siempre habrá vasodilatación, y la circulación sanguínea detrás de la oreja será tan alta como en la zona de la arteria temporal en caso de que estuviera seca.

### ¿Qué ocurre si la zona de la arteria temporal presenta traumatismos por quemaduras o laceraciones, o si está completamente cubierta por vendajes?

En presencia de traumatismos craneales, ya sean de origen quirúrgico o accidental, la temperatura se puede obtener en el sitio alternativo del cuello, detrás de la oreja. Al igual que ocurre con la diaforesis, el nivel de perfusión será alto.

6

## Tomar la temperatura en la arteria temporal (continuación)

¿Por qué no se utiliza la zona de detrás de la oreja como sitio único?

Sin los condicionantes de diaforesis o traumatismos craneales, esta zona es demasiado variable para que sea fiable como sitio único.

## Capuchones de sonda

El modelo 2000 del TemporalScanner se puede utilizar con capuchones desechables (N.º de pieza 134203). Si utiliza tapones desechables, puede aplicarlos fácilmente en la sonda, tal y como se ilustra en la Fig. 1, y expulsarlos con un simple empujón suave del pulgar, tal y como se ilustra en la Fig. 2.



Fig. 1



Fig. 2

## Información clínica

### Temperatura corporal normal

Este valor no es una temperatura única, sino un intervalo de temperaturas en el que influyen la edad, así como el momento del día y el lugar en los que se lleva a cabo la medición.

### Regla general

La temperatura rectal es ≈1 °C (2 °F) superior a la temperatura axilar y ≈0,5 °C (1 °F) superior a la temperatura oral.<sup>1</sup>

### Diferencias previsible

Medir la temperatura arterial (catéter en la arteria pulmonar, termometría en la arteria temporal) es el método principal para identificar la fiebre o la defervescencia, sin que las actividades cotidianas lo afecten. En consecuencia, en ocasiones los resultados serán distintos a los obtenidos con sus métodos presentes, pero precisos.

### Directrices para evaluar la temperatura del paciente

**1. Temperatura en la arteria temporal normal:** en un paciente que descanse en posición estable, la temperatura en la arteria temporal es ≈0,4 °C (0,8 °F) superior a una temperatura oral óptima y, aproximadamente, igual que la temperatura rectal. No obstante, durante los episodios febriles, esta diferencia se puede ampliar, debido principalmente a los instrumentos utilizados en los sitios de medición de las temperaturas oral y rectal.

**2. Definición de fiebre:** en términos clínicos, la fiebre se define como un aumento de la temperatura corporal ≥1 °C (1,8 °F) por encima de la desviación estándar media en el sitio de registro.<sup>2</sup>

En ausencia de causas ambientales obvias, una temperatura oral ≥38,3 °C (101 °F) se considera fiebre habitualmente. Una temperatura oral ≥38,0 °C (100,4 °F) sostenida a lo largo de 1 hora como mínimo indica un estado febril.<sup>3</sup> En ausencia de causas ambientales obvias, una temperatura arterial >38,8 °C (101,8 °F) se considera fiebre habitualmente. Una temperatura arterial >38,4 °C (101,2 °F) sostenida a lo largo de 1 hora como mínimo indica un estado febril.

## Información clínica (continuación)

Si bien estamos hablando de directrices recomendadas, no todos los casos de fiebre requieren pruebas de laboratorio, y siempre debe prevalecer la evaluación clínica, en sintonía con el protocolo hospitalario estándar para las pruebas diagnósticas de fiebre.

**3. Riesgos de la temperatura oral:** a efectos clínicos, la temperatura oral puede ser equívoca, y muchos pacientes febriles pueden tener una temperatura "normal".<sup>4</sup> La respiración por la boca, la taquipnea, los gases calentados y los líquidos calientes o fríos pueden distorsionar la lectura, al igual que si el paciente está intubado o se muestra reacio a cooperar. En consecuencia, es posible que las comparaciones con la temperatura en la arteria temporal no sean fiables.

### Intervalos de temperatura corporal normal en distintos sitios de medición:

**Arterial:** De 36,3 °C a 37,8 °C (De 97,4 °F a 100,1 °F)  
**Oral:** De 35,9 °C a 37,5 °C (De 96,6 °F a 99,5 °F)  
**Esofágica:** De 36,9 °C a 37,8 °C (De 98,4 °F a 100,0 °F)  
**Rectal:** De 36,5 °C a 37,9 °C (De 97,7 °F a 100,3 °F)  
**Axilar:** De 35,3 °C a 37,1 °C (De 95,5 °F a 98,8 °F)  
**Oronasal:** De 35,9 °C a 37,2 °C (De 96,6 °F a 99,0 °F)

**4. Riesgos de la temperatura rectal:** la temperatura rectal solo se debe considerar como una buena aproximación a la temperatura central cuando el equilibrio térmico del paciente es estable, pero no es adecuada durante y tras las intervenciones quirúrgicas,<sup>5</sup> y puede resultar equívoca después de tomar antipiréticos, realizar ejercicio físico u otras intervenciones con las que la temperatura pueda cambiar rápidamente.

**5. Riesgos de la temperatura axilar:** de acuerdo con las pruebas sólidas que aportan los NIH, "la temperatura axilar está contraindicada en adultos gravemente enfermos, y no se aconseja utilizarla en la población general de pacientes porque su correlación con la temperatura central no es fiable y su reproducibilidad es escasa".<sup>6</sup>

### Referencias:

1. Kuzucu EY. Measurement of temperature. Int Anesthesiol Clin, 3(3):435-49, mayo de 1965
2. El-Radhi AS, Carroll JE. Fever in Paediatric Practice, capítulo 2, páginas 15-49, Oxford Blackwell Scientific Publications, 1994
3. Hughes WT et al. 1997 Guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with unexplained fever. Infectious Diseases Society of America (IDSA)
4. Tandberg D et al. Effect of tachypnea on the estimation of body temperature by an oral thermometer. NE J Med, 308, 945-46, 1983
5. O'Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Practice guidelines for evaluating new fever in critically ill adult patients. Task Force of the Society of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis, mayo de 1998; 26(5):1042-59
6. Houdas Y, et al. Human body temperature. Capítulo 5, página 89, Plenum Press, 1982, EE. UU., Reino Unido

## Limpieza del instrumento


TemporalScanner es un instrumento óptico. Al igual que en una cámara o unas gafas, la lente distorsionará la visión si está sucia. Si el termómetro no puede captar el calor claramente, no podrá medirlo con precisión y producirá lecturas bajas.

La lente y el cono de la sonda deben estar impecablemente limpios; si no, límpielos con una preparación alcohólica o un bastoncillo humedecido en alcohol o agua.



## Limpieza del instrumento (continuación)

No ponga el TemporalScanner debajo del grifo ni lo sumerja en agua. No es impermeable.




Sostenga el dispositivo al revés para evitar que entre humedad en la zona del sensor. El sensor no sufrirá daños si se humedece demasiado, pero hasta que se seque, usted no podrá utilizar el termómetro para tomar la temperatura.




La funda del termómetro puede limpiarse con soluciones de cualquier desinfectante que cuente con la aprobación del hospital, de alcohol e incluso de lejía. Evite los productos de limpieza ásperos o abrasivos, ya que pueden rayar el termómetro.

## Cambio de la batería


El icono de batería parpadea mientras se muestra la temperatura: la carga de la batería es baja, pero suficiente para seguir funcionando correctamente. De todos modos, cámbiela pronto.



El icono de batería parpadea mientras se muestran 2 guiones: la batería ya no tiene energía suficiente para tomar la temperatura adecuadamente. Cambie la batería.




Tal como se indica, apriete y empuje los puentes con el pulgar para retirar la compuerta del compartimento de la batería. Utilice los dos pulgares si fuera necesario.



De acuerdo con la ilustración, inserte una batería de 9 voltios con el borne positivo (terminal pequeño) siempre a la derecha.

Use baterías alcalinas o baterías reforzadas de 9 V.



Tal como se indica, empuje los puentes con el pulgar para sustituir la compuerta del compartimento de la batería.

## Información adicional

Para evaluar el producto, envíe un correo electrónico a: [wmed@exergen.com](mailto:wmed@exergen.com)

Para obtener información general, visite: [www.exergen.com](http://www.exergen.com)  
Para obtener información clínica, visite: [www.TAThermometry.org](http://www.TAThermometry.org)  
Para consultar videos educativos, estudios clínicos y manuales, visite: [www.exergen.com/international-tat-2000](http://www.exergen.com/international-tat-2000)

Para obtener Directrices de la EMC, visite [exergen.com/emc](http://exergen.com/emc).  
Para obtener información sobre la calibración, visite [exergen.com/cvk](http://exergen.com/cvk).  
Para devoluciones y reparaciones, visite [exergen.com/rma](http://exergen.com/rma).  
Para el servicio de atención al cliente, envíe un correo electrónico a [wmed@exergen.com](mailto:wmed@exergen.com).

## Mensajes de la pantalla

### Para seleccionar el modo °F o °C

TemporalScanner se puede programar para que se muestre en pantalla la temperatura en °F o °C, tal como indican las letras pequeñas °F o °C en la parte superior derecha de la pantalla. El ajuste predeterminado de fábrica original es °C. Si quiere cambiarlo a °F, siga estos pasos:

1. Comience con una pantalla en blanco. Toque el botón hasta que las letras **F - C** se iluminen. El modo de temperatura actual se mostrará en la parte superior derecha, indicado por los símbolos °F o °C pequeños.
2. Para cambiar del modo °C al °F, mantenga pulsado el botón hasta que el símbolo °C pequeño de la parte superior derecha de la pantalla cambie a °F. Un pitido indicará que se ha cambiado el ajuste, y el TemporalScanner se apagará automáticamente.
3. Para cambiar del modo °F al °C, repita el paso 2 y mantenga pulsado el botón hasta que el símbolo °F pequeño de la parte superior derecha de la pantalla cambie a °C.



## Otros mensajes de la pantalla

- Durante la medición, las letras **Sc n** parpadean en la pantalla. Al finalizar y soltar el botón, la temperatura se mostrará y bloqueará en la pantalla durante 30 segundos.
- La temperatura objetivo medida es superior a 42 °C (107,6 °F).
- La temperatura objetivo medida es inferior a 16 °C (61 °F).
- La temperatura del termómetro es superior a 40 °C (104 °F). Deje que el instrumento se aclimate durante unos 10 minutos en la zona en la que se utilizará.
- La temperatura del termómetro es inferior a 16 °C (61 °F). Deje que el instrumento se aclimate durante unos 10 minutos en la zona en la que se utilizará.
- Los sistemas de protección contra interferencias, ya sean electromagnéticas (EMI) o de radiofrecuencia (RFI) (como las que se producen en una radio), impiden tomar la temperatura. Deje pasar un minuto para poder continuar. Si no puede, retire y sustituya la batería para reiniciar el dispositivo. Asegúrese de que la batería esté bien conectada.




## Pitido programable

Su TemporalScanner dispone de un pitido y de unos LED que se iluminan situados en las partes frontal y posterior que le proporcionan información acústica y visual mientras escanea sobre la arteria temporal en la frente. El ajuste de fábrica original es que el pitido y los LED estén activados.

Si el pitido está activado y le preocupa que el sonido o el destello de los LED puedan despertar a un niño (o un adulto) dormido, puede desactivar el pitido y el LED frontal de la manera siguiente:

1. Comience con una pantalla en blanco. Toque el botón de alimentación hasta que en la pantalla se muestre **loud** (sonido alto).
2. Mantenga pulsado el botón hasta que se muestren las letras **Shh**, que indican el modo silencioso. Un pitido indicará que se ha cambiado el ajuste, y el TemporalScanner se apagará automáticamente.
3. Para volver a activar el pitido y el LED frontal, repita el paso 1 para llegar a **Shh** y, a continuación, el paso 2 para cambiar a **loud**.



## Especificaciones del producto

**Precisión clínica:** cumple las normas ASTM E1965-98 y EN60601-1 sobre termómetros electrónicos y de radiación en la medida aplicable a los termómetros que toman la temperatura en la superficie dérmica sobre la arteria temporal.

**Protección contra EMI y RFI:** se muestra un mensaje de error.

**Protección contra la calibración:** se muestra un mensaje de error.

**Intervalo de temperatura:** de 16 °C a 42 °C (de 61 °F a 107,6 °F).

**Entorno operativo:** de 16 °C a 40 °C (de 61 °F a 104 °F).

**Resolución:** 0,1 °C o °F.

**Tiempo de respuesta:** aproximadamente 0,03 segundos.

**Tiempo en pantalla:** 30 segundos antes de apagarse automáticamente.

**Duración de la batería:** aproximadamente 14 000 lecturas\*\* (con una batería alcalina de 9 voltios).

**Medidas:** 17,8 cm × 4,45 cm × 3,18 cm (7,0 in × 1,75 in × 1,25 in).

**Peso:** 130 g (4,59 oz), incluida la batería.

**Tipo de pantalla:** LCD de alto contraste.

**Método de construcción:** carcasa resistente a los golpes, sistema de detección sellado herméticamente.

**Garantía:** 7 años.

**Patentes:** incluidas en la lista de [www.exergen.com/patents](http://www.exergen.com/patents).

Los requisitos de precisión de laboratorio de la ASTM en el intervalo de pantalla de 37 °C a 39 °C (de 98 °F a 102 °F) son de +/-0,2 °C (+/-0,4 °F) en el caso de termómetros de infrarrojos, mientras que los requisitos según las normas E667-86 y E1112 de la ASTM son de +/-0,1 °C (+/-0,2 °F) en el caso de termómetros de mercurio y electrónicos.

\*Exergen Corporation, Watertown, MA 02472 asume toda la responsabilidad sobre el cumplimiento de este producto de las partes aplicables de estas normas.

\*\*Número aproximado de lecturas cuando el escaneo se realiza durante 3 segundos y la lectura de la temperatura se muestra durante 5 segundos antes de que el termómetro se apague. La indicación de batería baja será visible cuando se utilice la mitad de la vida útil de la batería. Si todas las mediciones permiten los 30 segundos completos a tiempo para la visualización, las lecturas totales por batería serán aproximadamente 2600.

El TERMÓMETRO CLÍNICO es un TERMÓMETRO CLÍNICO DE MODO AJUSTADO. El método de corrección está registrado. El protocolo de pruebas de laboratorio para la precisión de laboratorio está a disposición de los interesados.

	Símbolo del fabricante		Consulte las instrucciones de uso
	Pieza aplicada tipo B, funcionamiento con batería, grado de protección contra descargas eléctricas		No deseches este dispositivo en la basura; póngase en contacto con Exergen Corp. para obtener instrucciones de eliminación y reciclaje.
IPX0	No está protegido del agua.	LOT	Código de lote
	Precaución	9VDC	ENCENDIDO (solo para parte del equipo)
	Hecho en EE. UU.	MD	Dispositivo médico

**Garantía de siete años** Exergen Corporation ofrece una garantía para cada unidad TemporalScanner de la serie 2000-EC de Exergen (excepto para la batería) contra defectos en los materiales o de fabricación durante un período de siete años a partir de la fecha de compra, y acepta reparar o sustituir sin coste alguno los productos defectuosos. **IMPORTANTE:** Esta garantía no cubre los daños producidos por accidente, uso indebido o incorrecto, falta de cuidado razonable, instalación de accesorios no suministrados con el producto, pérdida de piezas o uso de cualquier tipo de batería distinta a la especificada.\* Si se utilizan recambios no autorizados, esta garantía quedará anulada. Exergen Corporation no costeará los servicios de garantía que preste un servicio de reparaciones no autorizado ni reembolsará al cliente los daños derivados de este tipo de servicios. No se asume ninguna responsabilidad por daños especiales, incidentales o indirectos. **NOTA:** Exergen Corporation no autoriza ninguna otra garantía, ni escrita ni verbal. \*Lea detenidamente las instrucciones adjuntas.

EC REP	EMERGO EUROPE Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem The Netherlands	CE 1434
--------	--	------------

**EXERGEN**  
CORPORATION

Exergen Corporation  
400 Pleasant Street  
Watertown, MA, 02472  
EE. UU.

Teléfono: +1-351-204-7406  
[www.exergen.com](http://www.exergen.com)



Para consultar estudios clínicos, videos multilingües y manuales de usuario, visite: [exergen.com/international-tat-2000](http://exergen.com/international-tat-2000)



Inventado, diseñado y fabricado en los EE. UU. en fábricas propiedad de Exergen.

documento 818580-ES r2  
© 2023 Exergen Corp.